

# KAZIMAYA DEVAM EDİN, YA DA KOLAYCA TEMİZLEYİN!!!

Bu Cihaz Sayesinde ZAMAN ve PARA' dan Tasarruf Edeceksiniz!!!



Başlangıçta temiz ölçü kaşıkları kullanılır ve sonrasında temizlenmesi çok zor ve zaman alıcı kaşıklar sizi bekler.

Temizlik aşamasında meydana gelebilecek zaman kaybı ve iyi temizlenemeyen kaşıklar üzerinde kalan iz ve materyaller hastalarınız için olumsuz ön yargı, kurumunuz içinse para kaybı anlamına gelir.

Aslında bu problemin çözümü sanıldığı kadar zor değil.

**SİZİN İÇİN BİR ÇÖZÜM ÖNERİMİZ VAR!**

Ölçü kaşıklarınızın temizliği için;

\*Mekanik ön temizleme gerektirmez.

\*Herhangi bir kimyasal temizlik solüsyonu gerektirmez.

\*Ölçü kaşıklarında mekanik temizlemeden kaynaklanan çizilmeleri önler.

\*VE BÜTÜN BU İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDEKİ TEK İHTİYAÇ SOĞUK SUDUR.

\*Sadece iki düğme ile kolay kullanım.

\*Atıkların rahatlıkla saklanabileceği çekmeceli haznesi.



## DEMATO

# ÖLÇÜ KAŞIĞI YIKAMA CİHAZI



*DEMATO, Ölçü Kaşığı Yıkama Cihazı, hastalarınıza daha kaliteli hizmet sunabilmeniz ve bu hizmeti sunarken zaman ve para tasarruf edebilmeniz için geliştirilmiştir.*

*Ölçü Kaşıkları / Aletler / Taban plakları vb. malzemeler, su püskürtme yöntemi ile temizlenir. Oldukça yüksek basınç sayesinde ölçü kaşıklarının ve silikon benzeri malzemelerin 2 dakika gibi kısa bir sürede maksimum temizliğini sağlar.*

*İşlem sonunda ölçü kaşıklarından arta kalan ölçü malzemesi (aljinat), alçı, silikon, yapıştırıcı bantlar gibi artık maddeler cihazın atık kutusunda depolanır. Makinenin temizleme kapasitesi bir seferde 25 kaşıktır.*

***25 Ölçü Kaşığı için temizleme süresi sadece 2 dakika!***

***HİÇBİR Kimyasal Madde Kullanılmadan Sadece Soğuk Su Yardımıyla Maksimum Temizlik!***

*Ölçüler: Uzunluk 510mm/Genişlik 490mm/ Yükseklik 570 mm*

*Elektrik: 230V/50 Hz/2,7 KW*

*Su Bağlantısı: şehir şebeke suyuna bağlantı.*

*Su Tüketimi: Bir çevrimde 6-7 Litre*

*Performans:2 dakikada 25 Ölçü Kaşığı*

**Kullanılmış ölçü kaşıklarınız ilk günkü gibi temiz**



***Kullanılmış Ölçü Kaşıkları temizlenmek üzere cihazın kazanına konur.***



*Makinenin kapağı kapatılır ve yıkama prosesinin başlaması için yeşil renkli başlama (START) tuşuna basılır. Yaklaşık 2 dakika sonra yıkama prosesi bitmiştir, ölçü kaşıklarınız ilk günkü kadar temiz ve parlaktır. Atıklar ise cihazın atık haznesinde depolanmıştır.*



**ATIK DEPOSU**



***Demato***  
***Made in Nederland***

DAMLA TIBBİ VE KİM. ÜRN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.  
Aşağı Öveçler. Mah. 1322. CADDE 23/6 ÇANKAYA/ ANKARA  
TEL: 0312 4818148 FAX:0312 4818149  
[www.damlatibbicihaz.com](http://www.damlatibbicihaz.com)